

TARIFA DE PRODUCTO 2022/23

I N N
O A U
D I O



Desde INNOAUDIO trabajamos las áreas de la distribución, fabricación y reparación de prótesis auditivas. Tras más de 20 años en el sector y habiendo trabajado con más de 3.000 clientes, nuestro trabajo lo avalan los buenos resultados y el servicio personalizado.

Nuestro principal objetivo es que, a través de un único proveedor, puedas disfrutar de cobertura total en todas las áreas del sector.

CONTENIDO

INNOAUDIO SELECTION	03
PRÓTESIS SELECCIONADAS	04
Tecnologías G7, G6 y G5	05
Tipo RIC y SLIM RIC	09
Tipo BTE	14
Tipo Instant FIT	18
Audífonos customizados	20
Gama Essential	24
Accesorios	27
LABORATORIO A MEDIDA	34
LABORATORIO DE REPARACIÓN	44
INFORMACIÓN Y PRECIOS	47
GARANTÍA DE PRODUCTO	54

INNOAUDIO selection

Nuestra selección de prótesis para el profesional y el usuario

AS

Desde INNOAUDIO te ofrecemos el porfolio de AS, fabricante que pone el foco en ofrecer altos niveles de tecnología de forma asequible y accesible. Todas las prótesis que ofrecemos son de alta calidad y fáciles de usar, sumando estas propiedades a un diseño estético y moderno.

En esta tarifa encontrará los productos recomendados por nuestro equipo de técnicos. Si desea ampliar información o conocer otros productos de este fabricante, no dude en ponerse en contacto con el departamento comercial INNOAUDIO.

PRÓTESIS RECOMENDADAS

R Li 7
Stiline G6
Mood Li-Ion G6
Mood G6
DUO Li-Ion G6
P LI-Ion G6
HP Li-Ion G6
QuiX G6
Icon G5
ida BT G5
Ilea G5

AVANCES TECNOLÓGICOS

Multi-Track
Processing™



Sensor de
movimiento



Transmisión
de Audio



Reconocimiento de
voz del usuario



I N N
O A U
D I O

TECNOLOGÍAS
G7, G6 Y G5

TECNOLOGÍA G7 TOTALMENTE NUEVA



Un cambio de paradigma en el procesamiento de audio

El ruido es el problema más común al que se enfrentan hoy en día los usuarios de audífonos. Nuestra nueva tecnología G7 ofrece un cambio de paradigma en el procesamiento de audio que mejora drásticamente este aspecto. Al utilizar el doble procesador, G7 separa el habla de los sonidos medioambientales para procesarlos por separado. Este nuevo enfoque tan importante de procesamiento del sonido permite entender mejor las conversaciones y tener más conciencia del entorno.

Con la capacidad de recarga de la batería de iones de litio, la transmisión por Bluetooth para iOS y Android y la última tecnología de movimiento, los audífonos G7 son la opción inteligente para oír mejor en entornos ruidosos.

Separa el habla de los sonidos medioambientales para procesarlos por separado.



Doble procesador

El revolucionario y nuevo procesador doble de los audífonos G7 utiliza una técnica pionera similar a la que se emplea en la industria de la música: aísla cada fuente de sonido para mejorar lo que desea escuchar, mientras equilibra el resto de la mezcla. El resultado es una mejora en la comprensión del habla y en la conciencia del entorno, sin reducir el rendimiento ni la duración de la batería.



Sensor de movimiento

La plataforma G7 cuenta también con un sensor de movimiento integrado en el audífono. Al incorporar el movimiento del usuario a la detección de situaciones, permite más de 120 situaciones auditivas diferentes para disfrutar de una experiencia auditiva excepcional en cada situación de forma automática.



Transmisión

Las señales de audio procedentes de smartphones iOS o Android (protocolo ASHA), televisores o dispositivos HiFi se pueden transmitir de forma inalámbrica directamente al audífono o a través de un transmisor. Deje que sus clientes se relajen y disfruten de cada momento sin pensar en el mundo que los rodea.



Occlumatic

El audífono reconoce el patrón de voz específico del usuario y lo integra en el procesamiento de la señal. A su vez, esto permite que el usuario perciba su propia voz de la forma más natural posible y garantiza un alto nivel de aceptación al instante.



Modo Mascarilla en APP

Las señales de audio procedenLas mascarillas reducen la capacidad de audición en un 30 %. Para compensarlo, los usuarios de audífonos G7 pueden activar el modo mascarilla con la aplicación Audio Service. No es necesario programar nada antes de smartphones iOS o Android



APP para usuarios

Descubre la APP que ofrece AS para los usuarios de sus prótesis. Esta APP les permitirá configurar y manejar sus audífonos, aumentando la accesibilidad de cada producto.



OTRAS MEJORAS

NUEVA TECNOLOGÍA
de codificación de audio patentada

REDUCCIÓN DEL CONSUMO
de energía en un 22%

MEJORA DE 1,5 DB
de en la relación señal-ruido

Arquitectura ARM Dual core

30 % más de capacidad de cálculo en comparación con la plataforma anterior

TECNOLOGÍA G6



Los audífonos actuales analizan las situaciones de escucha basándose exclusivamente en criterios acústicos. A continuación, las clasifican en uno de aproximadamente seis “entornos acústicos” predefinidos. Pero cuando sus clientes quieren tomar una decisión inteligente al escoger unos audífonos nuevos, lograr que oigan bien en cualquier situación es absolutamente imprescindible.

Nuestra amplia gama de los audífonos G6 emplea sensores de movimiento para reconocer y adaptarse automáticamente a más de 120 situaciones de escucha diferentes. Así se garantiza que los usuarios disfruten de la mejor experiencia auditiva posible, sin tener que cambiar los ajustes de forma manual. Con el gran abanico de niveles tecnológicos (TL) y diseños disponibles, los audífonos G6 son fáciles de adaptar. Además, teniendo en cuenta los altos índices de aceptación, es obvio que son la opción más inteligente para todos sus clientes.

Permite definir automáticamente hasta 20 veces más situaciones de escucha que modelos anteriores



HiRes Comformatic

HiRes Comformatic analiza el entorno acústico con mayor detalle que nunca. Y va más allá. El sensor de movimiento aporta una dimensión completamente nueva a la definición de situaciones de escucha específicas. El resultado es una experiencia auditiva más personalizada y mejor calidad de sonido.



Sensor de movimiento

La plataforma G6 cuenta con un sensor de movimiento integrado en el audífono. Ahora, al añadir el movimiento del usuario a la detección de situaciones, G6 permite definir automáticamente hasta 20 veces más situaciones de escucha que modelos anteriores.



Transmisión

Las señales de audio de smartphones, televisores o dispositivos HiFi se pueden transmitir de forma inalámbrica directamente al audífono o a través de un transmisor. El accesorio Smart Mic permite la transmisión de audio desde un smartphone Android.



Occlumatic

El audífono reconoce el patrón de voz específico del usuario y lo integra en el procesamiento de la señal. A su vez, esto permite que el usuario perciba su propia voz de la forma más natural posible y garantiza un alto nivel de aceptación al instante. Así, el usuario se comunicará más y se mostrará más activo a nivel social, lo que ayuda a mejorar su calidad de vida.

TECNOLOGÍA G5



**Conexión
multidimensional para
una asistencia óptima**



Occlumatic

Percepción natural de la voz propia



Audio streaming inalámbrico

conectada de forma óptima



MotionSense

Comodidad auditiva, incluso en movimiento



SpatialSpot

Conciencia espacial mejorada



Rango dinámico ampliado

Sonido claro sin artefactos

I N N
O A U
D I O

**TIPO RIC Y
SLIM RIC**

R Li 7 y R Li T 7

G7

Nivel tecnológico 16 | 8 | demo

Nuevo

R Li T 7
con T-coil integrada

La tecnología RIC con la tecnología G7

Nuestros nuevos dispositivos R Li 7 y R Li T 7 RIC están equipados con la nueva tecnología G7, que ofrece características tan importantes como el doble procesador para mejorar la comprensión del habla, y otras grandes mejoras en los chips.

Auricular R Li 7	S	M	P	HP
FOG/OSPL en dB	46/110	60/119	65/122	75/131
Batería sin reproducción	hasta 28 horas	hasta 28 horas	hasta 28 horas	hasta 28 horas
Batería, incluidas 5 horas de reproducción	24 horas	24 horas	24 horas	24 horas

Auricular R Li T 7	S	M	P	HP
FOG/OSPL en dB	46/110	60/119	65/122	75/131
Batería sin reproducción	hasta 39 horas	hasta 39 horas	hasta 39 horas	hasta 39 horas
Batería, incluidas 5 horas de reproducción	36 horas	36 horas	36 horas	36 horas

Características

- › Procesamiento doble
- › Mejora en la relación de señal y ruido (SNR)
- › Reproducción de audio directa para dispositivos Android (ASHA) e iOS
- › Nuevos minireceptores, EarTips y Sleeves 3.0
- › Sensor de movimiento integrado
- › Batería de iones de litio
- › Conmutador programable
- › Kits de cambio de color
- › Disponible como dispositivo demo
- › Programación a través de:
 - › NoahLink Wireless

Colores



RLI7YRLIT7





Accesorios y Aplicación



Características/ Nivel tecnológico

	16	8
Canales/Controles/Programas	48/20/6	24/12/6
Comformatic	HiRes	HiRes
Occlumatic	•	•
Transmisión directa de audio/Auto Volume	Fabricado para iPhone, Android con protocolo ASHA/volumen automático	Fabricado para iPhone, Android con protocolo ASHA/volumen automático
Sincronización binaural	•	•
Direccionalidad	Automático Adaptativo Panorama Adelante y atrás Izquierda y derecha Estrecha avanzada	Automático Adaptativo Panorama Estrecha avanzada
Reducción de ruido	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional
Reducción de ruido de viento	Binaural	Estándar
Doble procesador	•	•
EchoClear/everberación	•	-
Funcionalidad HiFi/Compresión de frecuencia selectiva	• / •	- / •
Música	En vivo Músicos Portadores de sonido	MusicSelect
Tinnitus	Terapia de sonido Terapia Notch	Terapia de sonido Terapia Notch
2earPhone	•	•
Acclimatic/Registro de datos	Inteligente / •	• / •

Rangos de adaptación



Eartip 3.0 Open
Sleeve 3.0 Power
Earmold 3.0

Eartip 3.0 Open
Sleeve 3.0 Power
Earmold 3.0

Sleeve 3.0 Power
Earmold 3.0

Cápsula a medida
(sin ventilación)

Todas las mediciones se realizaron con acopladores de 2 ccm (cuando correspondía) conforme a las normas ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2015.

Stiline G6



Nivel tecnológico 16 | 8 | 4 | Tune



Con sensor de movimiento integrado y auriculares intercambiables

Stiline G6 es un audífono disponible desde el nivel tecnológico 4 a 16. Los auriculares intercambiables dan absoluta flexibilidad a la adaptación. Stiline G6 presenta la tecnología de movimiento G6 que, de forma automática, reconoce más de 120 situaciones de escucha y se adapta a ellas. Gracias a Bluetooth®, puede disfrutar de horas y horas de transmisión directa de audio. Stiline G6 se entrega con un cargador de viaje con carga Qi, que ofrece una duración de hasta cuatro días en movimiento.

Auricular	S	M	P
FOG/OSPL en dB	45/108	60/119	70/124
Tiempo de uso de la batería sin streaming	hasta 19 horas	hasta 19 horas	hasta 19 horas
Tiempo de uso de la batería con 5 horas de reproducción	16 horas	16 horas	16 horas

Características

- › Sensor de movimiento integrado
- › Batería de iones de litio
- › Miniauriculares 2.0
- › Disponible como dispositivo demo (tune T2.0)
- › Programación a través de:
- › NoahLink Wireless

Colores

Negro | Plateado¹⁾

Blanco nieve | Oro rosa¹⁾

Azul cósmico | Oro rosa¹⁾

Blanco nieve | Blanco nieve con brillo

Negro | Negro con brillo

Accesorios y Aplicación

TL 4-16

TL 4-16

TL 4-16

TL 4-16




TL 4-16

Características/ Nivel tecnológico

	16	8	4
Canales/Controles/Programas	48/20/6	24/12/6:	16/8/4
Comformatic	HiRes	HiRes	HiRes
Occlumatic	•	•	-
Transmisión directa de audio/ Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume
Sincronización binaural	•	•	•
Direccionalidad	Automática/Adaptable Panorámica Adelante/Atrás Izquierda/Derecha Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Panorámica Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Panorámica
Reducción de ruido	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento	Binaural	Estándar	Estándar
EchoClear/everberación	•	-	-
Funcionalidad HiFi/Compresión de frecuencia selectiva Música	• / •	- / •	- / •
Tinnitus	En vivo Músicos Portadores de sonido Terapia de sonido Terapia Notch	MusicSelect Terapia de sonido Terapia Notch	-
2earPhone	•	•	-
Acclimatic/Registro de datos	Inteligente / •	• / •	• / •

1) Solo disponible desde TL 16-8

Rango de adaptación



Todas las mediciones se realizaron con acopladores de 2 ccm (cuando correspondía) conforme a las normas ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2015.

Mood G6



Nivel tecnológico 16 | 8 | 4 | Tune



El dispositivo de diseño universal está en la cartera de productos de G6

Nuestro RIC más popular está disponible desde el nivel tecnológico 4 a 16. Lo último en tecnología de movimiento permite que los audífonos Mood G6 reconozcan y se adapten automáticamente a más de 120 situaciones de escucha diferentes. El Mood G6 es más pequeño que se predecesor y está disponible de manera opcional con un diseño de T-coil integrado. Puede convertir el dispositivo tan solo con un kit de cambio de color.

Auricular	S	M	P	HP
FOG/OSPL en dB	45/108	60/119	70/124	75/130
Consumo de la pila	1,7 mA	1,9 mA	1,8 mA	1,8 mA

Características

- › Sensor de movimiento integrado
- › Tamaño de la pila 312
- › Conmutador programable
- › Miniauriculares 2.0
- › kits de cambio carcasas
- › Kits de cambio de color con T-coil integrada en el diseño
- › Disponible como dispositivo demo (tune T2.0)
- › Programación a través de:
- › NoahLink Wireless

Colores

Negro

Granito

Champagne oscuro

Plateado

Gris

Blanco perla

Marrón intenso

Marrón arena

Oro rosa

Beige

Accesorios y Aplicación

TL 4-16

TL 4-16

TL 4-16


TL 4-16

CROS RIC G6
TL 8-16

Características/ Nivel tecnológico

	16	8	4
Canales/Controles/Programas	48/20/6	24/12/6:	16/8/4
Comformatic	HiRes	HiRes	HiRes
Occlumatic	•	•	-
Transmisión directa de audio/ Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume
Sincronización binaural	•	•	•
Direccionalidad	Automática/Adaptable Panorámica Adelante/Atrás Izquierda/Derecha Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Panorámica Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Panorámica
Reducción de ruido	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento	Binaural	Estándar	Estándar
EchoClear/everberación	•	-	-
Funcionalidad HiFi/Compresión de frecuencia selectiva	• / •	- / •	- / •
Música	En vivo Músicos Portadores de sonido	MusicSelect	-
Tinnitus	Terapia de sonido Terapia Notch	Terapia de sonido Terapia Notch	-
2earPhone	•	•	-
Acclimatic/Registro de datos	Inteligente / •	• / •	• / •

Rango de adaptación



RIC – MOOD G6

Todas las mediciones se realizaron con acopladores de 2 cm (cuando correspondía) conforme a las normas ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2015.

Mood Li-Ion G6



Nivel tecnológico 16 | 8 | 4 | Tune

El dispositivo RIC definitivo con tecnología G6

Este popular dispositivo RIC está equipado con la tecnología G6, un sensor de movimiento integrado y conectividad Bluetooth®. El Mood Li-Ion G6 es aproximadamente un 16 % más pequeño que su predecesor y ofrece un diseño fiable y sencillo. Se puede recargar y es compatible con el estuche de carga inteligente.



Auricular	S	M	P	HP
FOG/OSPL en dB	45/108	60/119	70/124	75/130
Tiempo de uso de la pila sin transmisión	hasta 23 horas	hasta 23 horas	hasta 23 horas	hasta 23 horas
Tiempo de uso de la pila con 5 horas de streaming	hasta 21 horas	hasta 20 horas	hasta 20 horas	hasta 20 horas

Características

- › Sensor de movimiento integrado
- › Batería de iones de litio
- › Conmutador programable
- › Miniauriculares 2.0
- › kits de cambio carcasas
- › Disponible como dispositivo demo (tune T2.0)
- › Programación a través de:
- › NoahLink Wireless


Colores



Accesorios y Aplicación



Rango de adaptación



Todas las mediciones se realizaron con acopladores de 2 cm (cuando correspondía) conforme a las normas ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2015.

Características/ Nivel tecnológico

	16	8	4
Canales/Controles/Programas	48/20/6	24/12/6:	16/8/4
Comformatic	HiRes	HiRes	HiRes
Occlumatic	•	•	-
Transmisión directa de audio/ Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume
Sincronización binaural	•	•	•
Direccionalidad	Automática/Adaptable Panorámica Adelante/Atrás Izquierda/Derecha Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Panorama Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Panorámica
Reducción de ruido	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento	Binaural	Estándar	Estándar
EchoClear/everberación	•	-	-
Funcionalidad HiFi/Compresión de frecuencia selectiva	• / •	- / •	- / •
Música	En vivo Músicos Portadores de sonido	MusicSelect	-
Tinnitus	Terapia de sonido Terapia Notch	Terapia de sonido Terapia Notch	-
2earPhone	•	•	-
Acclimatic/Registro de datos	Inteligente / •	• / •	• / •

I N N
O A U
D I O

TIPO BTE

BTE – DUO LI-ION G6

DUO Li-Ion G6



Nivel tecnológico 16 | 8 | 4 | Tune



Versátil y recargable

Nuestro BTE DUO más popular también dispone de nuestra probada tecnología G6 y una batería de iones de litio recargable para disfrutar de una solución de audición sin problemas para cada situación. Este versátil BTE está diseñado para muchos tipos diferentes de pérdidas auditivas e incluye una nueva y elegante carcasa en 10 colores. DUO Li-Ion se puede colocar abierto o cerrado, de acuerdo con las necesidades de sus clientes.

	Gancho auricular	ThinTube 3.0
FOG/OSPL en dB	60/133	60/125
Tiempo de uso de la batería con 5 horas de streaming	hasta 21 horas	hasta 21 horas

Características

- › Sensor de movimiento integrado

› Batería de iones de litio

› Conmutador programable
- › ThinTubes 3.0

› kits de cambio carcassas

› Disponible como dispositivo demo (tune T2.0)
- › Programación a través de:

› NoahLink Wireless

Colores





Accesorios y Aplicación



Características/ Nivel tecnológico

	16	8	4
Canales/Controles/Programas	48/20/6	24/12/6:	16/8/4
Comformatic	HiRes	HiRes	HiRes
Occlumatic	•	•	-
Transmisión directa de audio/ Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume
Sincronización binaural	•	•	•
Direccionalidad	Automática/Adaptable Panorámica Adelante/Atrás Izquierda/Derecha Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Panorama Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Panorámica
Reducción de ruido	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento	Binaural	Estándar	Estándar
EchoClear/everberación	•	-	-
Funcionalidad HiFi/Compresión de frecuencia selectiva	• / •	- / •	- / •
Música	En vivo Músicos Portadores de sonido	MusicSelect	-
Tinnitus	Terapia de sonido Terapia Notch	Terapia de sonido Terapia Notch	-
2earPhone	•	•	-
Acclimatic/Registro de datos	Inteligente / •	• / •	• / •

Rango de adaptación



Todas las mediciones se realizaron con acopladores de 2 ccm (cuando correspondía) conforme a las normas ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2015.

P Li-Ion G6



Nivel tecnológico 16 | 8 | 4 | Tune



Potente y recargable

Con un diseño pequeño pero potente y la batería recargable, el nuevo P Li-Ion G6 sigue siendo un dispositivo potente que, además, ahora también ofrece lo último en tecnología de movimiento. Su batería de iones de litio duradera y recargable ofrece hasta 27 horas de uso, incluidas 5 horas de funcionalidades de reproducción.

	Gancho auricular	ThinTube 3.0
FOG/OSPL en dB	77/ 135	66/130
Tiempo de uso de la batería con 5 horas de streaming	hasta 27 horas	hasta 27 horas

Características

- › Sensor de movimiento integrado
- › Batería de iones de litio
- › Conmutador programable
- › ThinTubes 3.0
- › kits de cambio carcassas
- › Disponible como dispositivo demo (tune T2.0)
- › Programación a través de:
- › NoahLink Wireless

Colores





Accesorios y Aplicación



Características/ Nivel tecnológico

	16	8	4
Canales/Controles/Programas	48/20/6	24/12/6:	16/8/4
Comformatic	HiRes	HiRes	HiRes
Occlumatic	•	•	-
Transmisión directa de audio/ Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume
Sincronización binaural	•	•	•
Direccionalidad	Automática/Adaptable Panorámica Adelante/Atrás Izquierda/Derecha Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Panorámica Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Panorámica
Reducción de ruido	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento	Binaural	Estándar	Estándar
EchoClear/everberación	•	-	-
Funcionalidad HiFi/Compresión de frecuencia selectiva	• / •	- / •	- / •
Música	En vivo Músicos Portadores de sonido	MusicSelect	-
Tinnitus	Terapia de sonido Terapia Notch	Terapia de sonido Terapia Notch	-
2earPhone	•	•	-
Acclimatic/Registro de datos	Inteligente / •	• / •	• / •

Rango de adaptación



Todas las mediciones se realizaron con acopladores de 2 ccm (cuando correspondía) conforme a las normas ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2015.

HP Li-Ion G6



Nivel tecnológico 16 | 8 | 4 | Tune



Extrapotente y recargable

Nuestro dispositivo más potente, el HP Li-Ion G6 es la opción más inteligente para las personas con pérdida auditiva de leve a profunda. Combina la última tecnología de movimiento con capacidad de recarga. Los usuarios no solo disfrutarán de sus potentes capacidades de amplificación, sino también de la duradera capacidad de su batería y las funcionalidades de reproducción.

Gancho auricular

FOG/OSPL en dB	82/140
Tiempo de uso de la batería con 5 horas de streaming	hasta 57 horas

Características

- › Sensor de movimiento integrado
- › Batería de iones de litio
- › Conmutador programable
- › kits de cambio carcasas
- › Disponible como dispositivo demo (tune T2.0)
- › Programación a través de:
- › NoahLink Wireless

Colores




Accesorios y Aplicación



Características/ Nivel tecnológico

	16	8	4
Canales/Controles/Programas	48/20/6	24/12/6:	16/8/4
Comformatic	HiRes	HiRes	HiRes
Occlumatic	•	•	-
Transmisión directa de audio/ Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume	Creado para iPhone y Android a través de Smart Mic/Auto Volume
Sincronización binaural	•	•	•
Direccionalidad	Automática/Adaptable Panorámica Adelante/Atrás Izquierda/Derecha Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Panorámica Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Panorámica
Reducción de ruido	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento	Binaural	Estándar	Estándar
EchoClear/everberación	•	-	-
Funcionalidad HiFi/Com- presión de frecuencia selectiva	• / •	- / •	- / •
Música	En vivo Músicos Portadores de sonido	MusicSelect	-
Tinnitus	Terapia de sonido Terapia Notch	Terapia de sonido Terapia Notch	-
2earPhone	•	•	-
Acclimatic/Registro de datos	Inteligente / •	• / •	• / •

Rango de adaptación



Todas las mediciones se realizaron con acopladores de 2 ccm (cuando correspondía) conforme a las normas ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2015.

I N N
O A U
D I O

TIPO
INSTANT FIT



Adaptación instantánea: la solución prácticamente invisible, disponible al instante

Casi invisible, el quiX presenta el sensor HiRes Comformatic que, de forma automática, reconoce y se adapta a un número de situaciones de escucha que multiplica por mucho a las seis iniciales. El funcionamiento del quiX G6 es totalmente automático. Los Click Sleeves eliminan la necesidad de realizar una personalización. Los audífonos quiX G6 se han diseñado para que resulten discretos, prácticos y fáciles de usar. Y gracias a la amplia gama de niveles técnicos, tiene más posibilidades de adaptación para sus clientes. También está disponible con un CROS quiX G6 para la pérdida auditiva sin opción de adaptar un audífono en un lado.

FOG/OSPL en dB	50/114
Consumo de la pila	1,2 mA

Características

- › Tamaño de la pila 10
- › Disponible como dispositivo demo (Tune T2.0)

- › Programación a través de:
 - › ConnexxAir
 - › Cable de programación Flex-Connect

Colores

RojoAzulMocaNegro

CarcasaPlaca


Accesorios y Aplicación

TL 4-16

TL 4-16

CROS quiX G6 TL 8-16

Rango de adaptación



INSTANT FIT – QUIX G6

Características/ Nivel tecnológico

	16	8	4
Canales/Controles/Programas	48/20/6	24/12/6:	16/8/4
Comformatic	HiRes	HiRes	HiRes
Occlumatic	-	-	-
Transmisión directa de audio/ Auto Volume	-	-	-
Sincronización binaural	•	•	•
Direccionalidad	Automática/Adaptable	Automática/Adaptable	-
Reducción de ruido	Gestión del ruido Supresor de impulsos	Gestión del ruido Supresor de impulsos	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento	Estándar	Estándar	Estándar
EchoClear/everberación	•	-	-
Funcionalidad HiFi/Compresión de frecuencia selectiva	• / •	- / •	- / •
Música	En vivo Músicos Portadores de sonido	MusicSelect	-
Tinnitus	Terapia de sonido Terapia Notch	Terapia de sonido Terapia Notch	-
ZearPhone	-	-	-
Acclimatic/Registro de datos	Inteligente / •	• / •	• / •


Todas las mediciones se realizaron con acopladores de 2 ccm (cuando correspondía) conforme a las normas ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2015.

I N N
O A U
D I O

AUDÍFONOS
CUSTOMIZADOS

Altamente discreto con características G5

Nuestro modelo personalizado más discreto está disponible desde el nivel tecnológico 16 al 4 para adaptarse a la mayoría de las necesidades de nuestros clientes. Máxima discreción garantizada por sus componentes pequeños y una carcasa creada a medida. El procesamiento de la señal binaural ayuda a facilitar la escucha en entornos ruidosos. El control remoto y la aplicación de Audio Service permiten a los usuarios cambiar el volumen, los programas y mucho más de forma discreta.



	50 dB	55 dB	65 dB
FOG/OSPL en dB	50/113	55/118	65/124
Consumo de la pila	1,3 mA	1,3 mA	1,3 mA

Características

- › Tamaño de la pila 10
- › Programación a través de:

› Cable de programación Flex-Connect

› ConnexxAir (versiones WL)

Colores




Accesorios y Aplicación



Rango de adaptación

Características/
Nivel tecnológico

	16	8	4
Canales/Controles/Programas	48/20/6	34/12/6	16/8/4
Comformatic	●	●	-
Occlumatic	-	-	-
Transmisión directa de audio/ Auto Volume	-	-	-
Sincronización binaural	●	●	●
Direccionalidad ³⁾	Automática/Adaptable	Automática/Adaptable	-
Reducción de ruido	Gestión del ruido Supresor de impulsos	Gestión del ruido Supresor de impulsos	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento	Estándar	Estándar	-
EchoClear/everberación	●	-	-
Funcionalidad HiFi/Com- presión de frecuencia selectiva	● / ●	- / ●	- / ●
Música	En vivo Músicos Portadores de sonido	Estándar	-
Tinnitus	Terapia de sonido Terapia Notch	Terapia de sonido Terapia Notch	-
2earPhone ³⁾	●	●	-
Acclimatic/Registro de datos	Inteligente / ●	● / ●	● / ●



Todas las mediciones se realizaron con acopladores de 2 ccm (cuando correspondía) conforme a las normas ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2015.

1) Placa y carcasa estándar 3) Válido para modelos con funcionalidad inalámbrica

Ilea G5



Nivel tecnológico 16 | 8 | 4

Muchas opciones y muchas posibilidades

Nuestro Ilea G5 suple el vacío que había entre el pequeño Icon G5 y el potente Ida BT G5. Hay dos versiones disponibles: con un micrófono, para tener un audífono discreto; o con dos micrófonos, para disfrutar de las ventajas de una configuración multimicrófono. El pulsador opcional hace que sea muy fácil de usar. El pequeño control remoto y la aplicación Audio Service permiten a los usuarios cambiar el volumen, los programas y mucho más de forma discreta.



	50 dB	55 dB	65 dB
FOG/OSPL en dB	50/113	55/118	65/124
Consumo de la pila	1,3 mA	1,3 mA	1,3 mA

Características

- › Tamaño de batería 312
- › Disponibles versiones con 1 o 2 micrófonos
- › Programación a través de:
 - › Cable de programación Flex-Connect
 - › ConnexxAir (versiones WL)

Colores

	Marrón
Carcasa	
Placa	

Accesorios y Aplicación


		CROS
TL 4-16	TL 4-16	quiX G5
		TL 8-16

Características/ Nivel tecnológico

	16	8	4
Canales/Controles/Programas	48/20/6	34/12/6	16/8/4
Comformatic	•	•	-
Occlumatic	-	-	-
Transmisión directa de audio/ Auto Volume	-	-	-
Sincronización binaural	•	•	•
Direccionalidad (2 micrófonos)	Automática/Adaptable Adelante/Atrás Izquierda/Derecha ²⁾ Estrecha avanzada ³⁾	Automática/Adaptable Estrecha ²⁾	Adaptativo
Direccionalidad (1 micrófono) ²⁾	Automática/Adaptable	Automática/Adaptable	-
Reducción de ruido	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional ³⁾	Gestión del ruido Supresor de impulsos	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento	Estándar	Estándar	-
EchoClear/everberación	•	-	-
Funcionalidad HiFi/Com- presión de frecuencia selectiva	• / •	- / •	- / •
Música	En vivo Músicos Portadores de sonido	Estándar	-
Tinnitus	Terapia de sonido Terapia Notch	Terapia de sonido Terapia Notch	-
2earPhone ²⁾	•	•	-
Acclimatic/Registro de datos	Inteligente / •	• / •	• / •

1) Estándar 2) Válido para modelos con funcionalidad inalámbrica 3) Solo en la versión con 2 micrófonos

Rango de adaptación



Todas las mediciones se realizaron con acopladores de 2.ccm (cuando correspondía) conforme a las normas ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2016.

Producto hecho a medida con transmisión directa de audio



El Ida BT G5 es el primer audífono personalizado de AS con la tecnología de transmisión directa de audio por Bluetooth® y función inalámbrica estándar. Esto convierte al audífono en un centro de comunicaciones dentro del oído universal en red: Atienda las llamadas telefónicas que llegan de su smartphone, o escuche música o programas de televisión con transmisión directa a los audífonos.

	55 dB	65 dB
FOG/OSPL en dB	55/118	65/124
Consumo de la pila	1,3 mA	1,3 mA

Características

- › Tamaño de la pila 312
- › Programación a través de:

› Cable de programación Flex-Connect

› NoahLink Wireless

Colores

Marrón

Carcasa

Placa

Accesorios y Aplicación

TL 4-16

TL 4-16

TL 4-16

TL 4-16


CROS RIC G5
TL 8-16

Características/
Nivel tecnológico

	16	8	4
Canales/Controles/Programas	48/20/6	34/12/6	16/8/4
Comformatic	●	●	-
Occlumatic	-	-	-
Transmisión directa de audio/ Auto Volume	Fabricado para iPhone, Android a través de Volumen automático/ micrófono inteligente	Fabricado para iPhone, Android a través de Volumen automático/ micrófono inteligente	Fabricado para iPhone, Android a través de Volumen automático/ micrófono inteligente
Sincronización binaural	●	●	●
Direccionalidad	Automática/Adaptable Adelante/Atrás Izquierda/Derecha Estrecha avanzada	Automática/Adaptable Estrecha	Adaptativo
Reducción de ruido	Gestión del ruido Supresor de impulsos Direccional	Gestión del ruido Supresor de impulsos	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento	Binaural	Estándar	-
EchoClear/everberación	●	-	-
Funcionalidad HiFi/Com- presión de frecuencia selectiva	● / ●	- / ●	- / ●
Música	En vivo Músicos Portadores de sonido	Estándar	-
Tinnitus	Terapia de sonido Terapia Notch	Terapia de sonido Terapia Notch	-
2earPhone	●	●	-
Acclimatic/Registro de datos	Inteligente / ●	● / ●	● / ●

1) Estándar

Rango de adaptación



Todas las mediciones se realizaron con acopladores de 2 ccm (cuando correspondía) conforme a las normas ANSI S3.22-2014 e IEC 60118-0:2015.

I N N
O A U
D I O

**GAMA
ESSENTIAL**




Audífonos customizados

Icon G4 Ilea G4





Características

- › Tamaño de la pila 10
- › Programación a través de:
 - › Cable de programación Flex-Connect



Características

- › Tamaño de la pila 312



Accesorios y Aplicación



Características/
Nivel tecnológico

3

Canales/Controles/Programas	12/6/4
Comformatic	-
Occlumatic	-
Transmisión de audio/ Auto Volume	-
Sincronización binaural	-
Direccionalidad	-
Reducción de ruido	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento	-
EchoClear/everberación	-
Funcionalidad HiFi/Com- presión de frecuencia selectiva	- / -
Música	-
Tinnitus	-
2earPhone	-
Acclimatic/Registro de datos	- / •

Audífonos RIC

Mood G4



Características

- › Tamaño de la batería 312
- › Miniauriculares 2.0
- › Programación a través de:
 - › Adaptador de programación 312

Colores






Accesorios y Aplicación




Características/
Nivel tecnológico

3

Canales/Controles/Programas	12/6/4
Comformatic	-
Occlumatic	-
Transmisión de audio/ Auto Volume	-
Sincronización binaural	-
Direccionalidad	Automática
Reducción de ruido	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento	-
EchoClear/everberación	-
Funcionalidad HiFi/Com- presión de frecuencia selectiva	- / -
Música	-
Tinnitus	-
2earPhone	-
Acclimatic/Registro de datos	- / •



XS G4



gancho de sujeción




tubo fino y punta abierta


Características

- › Tamaño de la batería 312
- › Programación a través de:
 - › Connexx Air
 - › Adaptador de programación 312

P G4



gancho de sujeción




tubo fino


Características

- › Tamaño de la batería 13
- › Programación a través de:
 - › Connexx Air
 - › Adaptador de programación 13

DUO G4



gancho de sujeción




tubo fino y punta abierta

Características

- › Tamaño de la batería 13
- › Programación a través de:
 - › Connexx Air
 - › Adaptador de programación 13

HP G4



gancho de sujeción

Características

- › IP 7
- › Tamaño de la batería 675
- › Compuerta de batería opcional con entrada de audio
- › Bloqueo infantil
- › Gancho auricular
- › Programación a través de:
 - › Connexx Air
 - › HiPro CS 44

Características/
Nivel tecnológico

Canales/Controles/Programas	12/6/4
Comformatic	-
Occlumatic	-
Transmisión de audio/ Auto Volume	-
Sincronización binaural	-
Direccionalidad	Automática
Reducción de ruido	Gestión del ruido
Reducción de ruido de viento EchoClear/everberación	-
Funcionalidad HiFi/Com- presión de frecuencia selectiva	- / -
Música	-
Tinnitus	-
2earPhone	-
Acclimatic/Registro de datos	- / •

3

Colores

Beige	Marrón	Granito oscuro ¹⁾	Granito	Gris ²⁾	Plateado
-------	--------	------------------------------	---------	--------------------	----------

Accesorios y Aplicación



I N N
O A U
D I O

ACCESORIOS

CROS/BiCROS – Inalámbrico

Enrutamiento del sonido de un oído al otro

Para las personas con pérdida auditiva sin opción de adaptar un audífono en un lado, comunicarse suele ser complicado ya que no se les puede hablar por ambos lados.



CROS Inalámbrico

Un sistema CROS (enrutamiento contralateral de señales) inalámbrico puede ayudar a las personas con **audición normal en un oído**. El CROS quiX / RIC, que capta el sonido con los micrófonos, se lleva en el lado donde no se puede adaptar un audífono.

El sonido se transmite de forma inalámbrica por AudioLink al dispositivo receptor en el oído contralateral, como se emite al oído con audición normal.



BiCROS inalámbrico

Un sistema BiCROS inalámbrico puede ser de ayuda para las personas **con pérdida auditiva en el otro lado (contralateral), que puede mejorar con el uso de un audífono**. El CROS quiX / RIC, que capta el sonido con los micrófonos, se lleva en el lado donde no se puede adaptar un audífono.

El sonido se transmite de forma inalámbrica por AudioLink **al audífono** adaptado a la pérdida auditiva en el otro oído.

El CROS / BiCROS inalámbrico
se puede usar de forma opcional en TL 8 – 16 con estos audífonos:



- › R Li 7
- › R Li T 7



CROS R Li 7



- › quiX G6



CROS quiX G6

- › Mood G6
- › P Li-Ion G6
- › HP Li-Ion G6



CROS RIC G6

- › Mood Li-Ion G6
- › DUO Li-Ion G6



CROS RIC Li-Ion G6



- › Icon G5
- › Ilea G5



CROS quiX G5

Smart Mic

Transmisión directa de audio desde prácticamente cualquier smartphone Android con tecnología Bluetooth®



R Li 7, R Li T 7



Stiline G6, Mood G6, Mood Li-Ion G6, DUO Li-Ion G6, P Li-Ion G6, HP Li-Ion G6



Ida BT G5, Mood G5, Mood Li-Ion G5, Sun G5, DUO G5, DUO Li-Ion G5, P G5



Características especiales

- › Direct streaming desde smartphones Android
- › Se puede escuchar música en calidad estéreo
- › Se puede utilizar como micrófono de conferencia

El Smart Mic permite llamadas telefónicas con manos libres sin que su cliente necesite contestar desde su smartphone con la mano. En entornos de escucha complejos, se puede utilizar fácilmente como un micrófono adicional.

Smart Transmitter 2,4

El transmisor Bluetooth® para sistemas estéreo y de televisión



R Li 7, R Li T 7



Stiline G6, Mood G6, Mood Li-Ion G6, DUO Li-Ion G6, P Li-Ion G6, HP Li-Ion G6



Ida BT G5, Mood G5, Mood Li-Ion G5, Sun G5, DUO G5, DUO Li-Ion G5, P G5



Características especiales

- › No se necesita otro control remoto
- › Conexión/acoplamiento especialmente sencillos
- › Se pueden conectar varios usuarios de audífonos de forma simultánea
- › Entradas de audio analógicas y digitales (Cinch y TOSLINK)

El Smart Transmitter 2,4 permite la transmisión directa de sonido estéreo de diversas fuentes de audio, televisor o equipo estéreo, a los audífonos de forma automática. Con tan solo colocar los audífonos sobre el transmisor ya se inicia el proceso de acoplamiento. El transmisor se puede acoplar con varios audífonos al mismo tiempo para que disfrute con amigos.

Smart Key



Características especiales

- › Pequeño y manejable
- › Control mediante tonos de alta frecuencia

Con Smart Key, los programas y el volumen se pueden ajustar fácilmente. El bloqueo de teclas impide que se pulsen de forma accidental. La luz LED de estado indica si el control remoto está activado.

Estuche de carga básico

Carga inductiva rápida



DUO Li-Ion G6, Mood Li-Ion G6



Mood Li-Ion G5, DUO Li-Ion G5



El proceso de carga se inicia automáticamente en cuanto se colocan los audífonos en la estación de carga la carga se efectúa por inducción, sin contacto directo. Una carga completa dura aproximadamente 4 horas. En tan solo 30 minutos, los audífonos están listos para utilizarse otras 7 horas de uso. Las tres luces LED muestran el estado de carga de los audífonos.

Características especiales

- › Función de secado durante la carga
- › Los audífonos se desconectan automáticamente al colocarlos en la estación de carga y se encienden al retirarlos
- › Protección garantizada frente a sobrecarga gracias al sistema de desconexión automática.
- › Fuente de alimentación estándar con conector micro-USB
- › Compatible con baterías externas estándar

Estuche de carga



Mood Li-Ion G6, DUO Li-Ion G6



Mood Li-Ion G5, DUO Li-Ion G5



Estuche de carga: No solo es fácil de usar para los clientes, sino que también es buena para el medioambiente. Una carga completa sirve fácilmente para todo el día, incluso al transmitir música. Además, en caso de que sea necesario, la opción de carga rápida garantiza horas adicionales de funcionalidad con solo treinta minutos de tiempo de carga.

Características especiales

- › Nuevo diseño con estuche
- › Función de secado durante la carga
- › Apagado automático que brinda protección contra sobrecargas
- › Cargador inductivo
- › Fuente de alimentación estándar con conector micro-USB

Cargador de viaje de Slim-RIC

Con carga Qi



Stiline G6



Con un supercómodo sistema de carga inalámbrico Qi para la batería interna y una avanzada tecnología de iones de litio, el diseño elegante y compacto ofrece hasta cuatro días de audición en movimiento.

La función de carga rápida proporciona hasta cinco horas de uso en tan solo 30 minutos. Por su parte, el estuche se recarga totalmente en tan solo tres horas.

Características especiales

- › 4 días en movimiento (3 recargas)
- El tamaño se ha optimizado para admitir:
- › dispositivos con Miniauriculares 2.0, longitud 0-3
- › Miniauriculares 2.0, modelos S, M y P

Cargador de viaje RIC



RLi7 / RLiT7



Este cargador portátil de calidad superior cuenta con una tecnología avanzada de iones de litio, que permite tres cargas completas adicionales en movimiento.

La función de carga rápida proporciona hasta seis horas de uso en tan solo 30 minutos. Por su parte, el estuche se recarga totalmente en tan solo tres horas.

Características especiales

- › 4 días en movimiento (3 recargas)
- El tamaño se ha optimizado para admitir:
- › dispositivos con Miniauriculares 3.0, longitud 0-4
- › Miniauriculares 3.0, modelos S, M y P

Estuche de carga B-P / B-HP / RIC



P Li-Ion G6 / HP Li-Ion G6



R Li 7 / R Li T 7



Un audífono potente necesita un cargador potente y duradero. Su sistema de carga galvánico garantiza un proceso de carga sin pérdidas.

La carcasa posee un diseño robusto y resistente a los arañazos que es muy fácil de usar. Simplemente coloque el audífono en las ranuras correspondientes para cargarlo durante la noche o utilice la función de carga rápida de 30 minutos para aumentar rápidamente el tiempo de uso si tiene prisa.

Características especiales

- › Diseño robusto y resistente a los arañazos
- › Funcionalidad de carga rápida de 30 minutos
- › Cable de carga USB fijo
- › Adaptador de alimentación incluido

Estuche de carga+ B-P / B-HP / RIC



P Li-Ion G6 / HP Li-Ion G6



R Li 7 / R Li T 7

Los estuches de carga+ son las versiones de calidad superior en comparación con el cargador estándar con características adicionales.

Están equipados con una función de secado integrada, una luz de limpieza UV integrada y también disponen de una función de carga rápida de 30 minutos.

El acabado robusto y resistente a los arañazos es ideal para el uso diario y para mejorar la duración.




Características especiales

- › Diseño robusto y resistente a los arañazos
- › Funcionalidad de carga rápida de 30 minutos
- › Adaptador de alimentación incluido
- › Funcionalidad de secado integrada
- › Funcionalidad de limpieza con luz UV integrada



I N N
O A U
D I O

LABORATORIO DE FABRICACIÓN A MEDIDA



LABORATORIO DE FABRICACIÓN A MEDIDA


Con más de veinte años de experiencia en la fabricación de prótesis sanitarias a medida y un equipo técnico altamente cualificado, nuestro laboratorio está equipado con la última tecnología de fabricación digital.

Nuestros plazos de entrega son únicos en el sector. Sometemos nuestros productos al más estricto control, garantizando un producto de la más alta calidad.

PROCESO DE FABRICACIÓN A MEDIDA

1 RECEPCIÓN DE LA IMPRESIÓN

Las impresiones con las que trabajamos se reciben de forma física o digital




2 DIGITALIZACIÓN

Para poder diseñar en 3D el molde a medida, digitalizamos la impresión con escáneres de alta precisión, diseñados específicamente para audiología.

3 MAQUETACIÓN 3D

Una vez digitalizada la impresión, nuestros técnicos trabajan en el diseño 3D, con el fin de lograr una calidad y adaptabilidad excelentes.



4 FABRICACIÓN DEL MOLDE

Utilizamos impresoras de resina para obtener los negativos del molde. Con este proceso conseguimos una adaptación perfecta al pabellón auditivo. Posteriormente, se inyectan con silicona hipoalergénica para dar forma al producto.

5 PULIDO Y LACADO

Una vez obtenemos el molde definitivo, ha de pasar por un proceso de pulido y lacado, con el fin de evitar posibles molestias futuras en el pabellón auditivo.



6 CONTROL DE CALIDAD

Al finalizar el preparado del molde, se somete a diferentes controles de calidad, que consisten en revisar el acabado, probar la resistencia y comprobar la conectividad, en los moldes que lo necesiten.

FLUJOS DE TRABAJO



1

ENVÍO CLÍNICA - LABORATORIO

Recepción de muestra negativa en formato físico, en nuestro laboratorio de Alcobendas (Calle de Valgrande 1, 28108) ó digital, en formato .STL , mediante correo electrónico a laboratorio@innoaudio.es junto a la ficha de fabricación que os facilitaremos en formato PDF (CÓD clínica / REF paciente / OBS profesional).



2

CONFIRMACIÓN

Nuestro laboratorio confirmará que ha recibido la información y el archivo correctamente y comenzará el proceso de fabricación

A través de nuestra plataforma de pedidos, podréis tener control, en varios niveles de seguridad (profesional, clínica y central), del estado en el que se encuentra el producto (modelaje, fabricación, acabado, enviado)



3

ENVÍO LABORATORIO-CLÍNICA

El producto final se enviará a la clínica o centro solicitante dentro de un plazo de 72 horas

FLUJO DE PRODUCCIÓN

300 UDS moldes diarios
50 UDS con componentes mecánicos diarios

GARANTÍA

90 DÍAS DE GARANTÍA
GARANTÍA DE ADAPTACIÓN AL PABELLÓN

TIEMPOS DE ENTREGA

72 HORAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA IMPRESIÓN (FÍSICA O DIGITAL)

OTROS SERVICIOS



PLATAFORMA DE GESTIÓN

Gestiona tus pedidos desde nuestra plataforma de gestión. Conocerás, en tiempo real, el estado de cada producto y las modificaciones o incidencias que puedan surgir.



CUSTOMIZACIÓN

Customiza los moldes de tus clientes y ofrece nuevos packagings para cada producto.



I N N
O A U
D I O

MATERIALES DE FABRICACIÓN

En INNOAUDIO consideramos que, trabajar con los mejores materiales de fabricación asegura gran parte del camino hacia la perfección de nuestras piezas.

Nuestro acuerdo con EGGER nos permite utilizar materiales de vanguardia en cada fase del proceso de fabricación.



FABRICACIÓN DEL MOLDE

En este proceso trabajamos con e3D.C01. Esta es una resina fotopolimerizable utilizada para la fabricación generativa y automática de moldes fundidos basados en sistemas con una fuente de luz de UV/LED 378 - 388 nm. e3D.C01 se basa en (met) acrilato y no contiene bisfenol A.

ISO 13485

LACADO DEL MOLDE

Realizamos el lacado con laca de curado UV para el sellado superficial (acristalamiento) de moldes de oído duros a base de acrílico; reemplaza el trabajo de pulido mecánico en el laboratorio y en el taller acústico. Procedimiento de endurecimiento de tiempo extremadamente corto en la unidad de luz.

ISO 13485



MATERIALES DE INYECCIÓN

AQUA

egger AQUA es una silicona elástica flotante para la fabricación de moldes de protección contra salpicaduras y ruido. El material de curado en frío es extremadamente resistente a la tracción y fácil de usar. egger AQUA se ofrece en diferentes colores y se puede utilizar con el método indirecto utilizando un molde negativo (material de duplicación o yeso), así como con el método directo.

Dureza: 25

Biscosidad: A = 19-20Pas, B = 20-21Pas

FLEX

egger flex/AB es una silicona de alta calidad y de elasticidad permanente para la fabricación de moldes auditivos para retroauriculares resistentes a la tracción, suaves y flexibles y con protección contra el ruido. egger flex/AB generalmente se procesa con el método indirecto utilizando un molde negativo.

CATEGORIAS

BIOPOR SHORE 25


BIOPOR SHORE 40

BIOPOR + SHORE 60

LABORATORIO DE FABRICACIÓN A MEDIDA

MOLDES DE BAÑO A MEDIDA

-  Fabricado en Aqua +
-  Modelaje tipo Concha
-  Adaptación total al pabellón
-  Cordón de sujeción
-  Asa de extracción
-  Personalización y marcado láser



MOLDES DE DESCANSO A MEDIDA

-  Fabricado en Biopor Shore 40
-  Modelaje tipo canal
-  Cordón de sujeción
-  Asa de extracción
-  Personalización y marcado láser
-  Atenuación a 30 Db



LABORATORIO DE FABRICACIÓN A MEDIDA

MOLDES CON FILTRO MECÁNICO

-  Fabricado en Biopor Shore 40
-  Modelaje tipo canal
-  Cordón de sujeción
-  Personalización y marcado láser
-  Atenuación personalizada (ver tabla)




TABLA DE ATENUACIÓN DE FILTROS A MEDIDA

SECTOR	ACTIVIDAD	SNR (Atenuación media)	L (<500Hz)	M (500-2K Hz)	H (> 2K Hz)
 INDUSTRIA (CANAL / CONCHA)	Contrucción Talleres mecánicos Carpintería Explosivos	30 dB	27	28	30
 FÁBRICA (CANAL)	Maquinaria Artes gráficas	28 dB	25	26	28
 MOTOR (CANAL)	Motoristas. Automovilistas Mecánicos	26 dB	23	24	27
 AVIACIÓN (CANAL)	Pilotos. Tripulación.	25 dB	24	24	24
 STAGE (CANAL)	DJ Personal de discotecas	23 dB	21	21	22
 MÚSICA (CANAL)	Cantantes. Técnico de sonido Profesores	21 dB	20	20	20
 OCIO (CANAL)	Festivales Conciertos	18 dB	16	18	18
 DENTAL (CANAL)	Dentistas y auxiliares	16 dB	14	14	14
 DISPARO (CANAL/CONCH A)	Tiro	23 dB	22	21	21

LABORATORIO DE FABRICACIÓN A MEDIDA

MOLDES A MEDIDA PARA BTE

TODOS LOS MOLDES SE PUEDEN FABRICAR
EN LOS SIGUIENTES MATERIALES

BIOPOR (B)

RÍGIDO (R)

BIOPOR + (B+)



CONCHA
B ó R ó B+



SEMI CONCHA
B ó R



SEMI CONCHA
ESQUELETO
B ó R



ESQUELETO
B ó R



SEMI ESQUELETO
B ó R



CANAL
B ó R ó B+



CANAL PESTAÑA
B ó R



MICROMOLDE
OPEN FIT
R



MICROMOLDE
B



PESTAÑA



HUECO



ESQUELETO



SEMI ESQUELETO



CANAL
B



CÁPSULA
DISPONIBLE SOLO EN BEIGE

MOLDES A MEDIDA PARA RIC

LOS MOLDES SE FABRICAN EN ACABADO RÍGIDO (R)

RÍGIDO

BIOPOR (B)

LEYENDA DE ICONOS

Accesorios y Aplicación



Smart Mic



Smart Key



Smart Transmitter 2,4



Aplicación
Audio Service

Cargadores



Cargador de viaje de Slim-RIC



Estuche de carga básico



Estuche de carga



Cargador de viaje RIC



Estuche de carga B-P



Estuche de carga B-HP



Estuche de carga R



Estuche de carga+ B-P



Estuche de carga+ B-HP



Estuche de carga+ R

I N N
O A U
D I O